



## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

OXYTEK SpA certifica que su producto **OXÍGENO MEDICINAL gaseoso**, llenado en los cilindros, cumple con las especificaciones indicadas, en la **Monografía Oficial USP 39 (Farmacopea Norteamericana)**

### Composición:

OXIGENO 99.0% mínimo	
O <sub>2</sub>	≥ 99.0 %

### Método

#### Análisis por monitor específico:

Detector paramagnético

### Características

**Válvula** DIN 477 (0.4-10 m<sup>3</sup>), PIN (0.4-0.7 m<sup>3</sup>) y Válvula Integrada (0.7m<sup>3</sup>)  
**Estabilidad** 24 Meses

Jorge Spüler Vargas  
Jefe de Gases y Mezclas Especiales

---

Las Nieves 3790, of 805, Vitacura • Fono: 2/2263 0708 • Santiago  
Aguas Verdes #400, Antofagasta • Fono: 9/4206 8979 • Antofagasta  
Pedro Pablo Zapata 7062, Paipote • Fono: 9/4466 6046 • Copiapó  
Ruta 5 Sur Km. 1012, módulo #9• Fono: 9/3232 4368 • Puerto Varas

**oxytek.cl**