

# SeQual® Eclipse™ 5

CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTÁTIL

## OXÍGENO SIN LÍMITES

El SeQual® Eclipse 5 es la última generación del concentrador de oxígeno portátil de flujo continuo. Con nuevos componentes más sólidos y más fiables que nunca el Eclipse™ 5 combina portabilidad con una eficacia clínica inigualable para tratar a pacientes en cualquier estado de la enfermedad y cualquier nivel de actividad.

- **El máximo de O2 para tratar al máximo de pacientes**

Genera una producción de flujo continuo de hasta 3,0 lpm y configuraciones de pulso de 1 a 9 con un tamaño de bolo de hasta 192 mL, la más alta de cualquier concentrador. El Eclipse™ puede cubrir a la mayoría de los pacientes y ofrecerles una autonomía ilimitada.

- **La solución sin entrega**

El Eclipse™ 5 es lo suficientemente robusto como para funcionar las 24 horas, 7 días a la semana. El paciente puede utilizarlo mientras duerme, en el hogar, mientras viaja, en la carretera; una solución de oxígeno completa.

La opción de flujo continuo elimina la preocupación de desaturación durante el sueño del paciente, y la opción de pulso permite a los pacientes más difíciles de tratar mantenerse activos con un dispositivo portátil y con una larga duración de la batería.

- **Características clínicas inigualables**

La tecnología autoSAT® detecta la frecuencia respiratoria del paciente y ajusta automáticamente la velocidad del motor para asegurar que siempre se suministre oxígeno en cada respiración. Esto ayuda a mantener una FiO2 constante, incluso en pacientes con necesidades de alto flujo.

El Eclipse™ 5 permite que el suministro de oxígeno se ajuste individualmente a cada usuario para conseguir una mejor terapia. La sensibilidad y el tiempo de elevación del bolo pueden ajustarse para asegurar un tratamiento adecuado.



  
**CAIRE**®  
A Chart Industries Company

Chart Biomedical Ltd/ Chart  
Unit 6 Ashville Way Wokingham,  
Berkshire RG41 2PL UK  
Atención al cliente: +44118 936 7060  
[www.CAIREMedical.com](http://www.CAIREMedical.com)



Copyright 2016 Chart Industries  
ML-CONC0087-3 Rev B

## VENTAJAS PARA EL PROVEEDOR

- Solidez y fiabilidad comprobada las 24 horas del día, 7 días a la semana.
- Ideal para viajes y programas de alta hospitalaria
- Códigos de alarma de diagnóstico que permiten realizar llamadas de servicio más sencillas.
- Facturar códigos E1390 y E1392
- Monitor de O<sub>2</sub> estándar en todas las unidades
- La opción sin entrega las 24 horas del día, 7 días a la semana

## VENTAJAS PARA EL PACIENTE

- Funciona con CA, CC o batería
- En el automóvil: todas las velocidades de flujo disponibles y la batería se recargará  $\leq 2$  lpm
- 2 horas de duración de la batería a 2lpm
- Más de 5 horas de duración de la batería con pulso 2
- Carro con ruedas extraíble con asa ajustable.
- Aprobado por la FAA

## CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- Tecnología exclusiva autoSAT™
- Sensibilidad ajustable
- Tiempo ajustable de elevación del bolo
- Tamaños del bolo de hasta 192 mL
- Mayor dosis de pulso que en cualquier concentrador
- Ideal para pacientes con rehabilitación pulmonar



### ESPECIFICACIONES

Flujo continuo	0,5–3,0 lpm
Indicadores de flujo	Configuración 1–6 (16–96 mL) Configuración 7–9 (128–192 mL)
Peso con la batería	8,3 kg (18,4 lb)
Dimensiones	49,0 x 31,2 x 18,0 cm (19,3 x 12,3 x 7,1 pulgadas)
Concentración de O <sub>2</sub>	90% (+5.5 / -3%)
Nivel sonoro	40 dB(A) con la configuración de pulso 3
Temp. operativa	10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Funcionamiento en altitud	Hasta 4.000 m (13.123 pies)
Duración de la batería	lpm continuo – 2 horas Configuración de pulso 2: 5,1 horas
Recarga de la batería	De 2 a 5 horas, según el flujo
Energía de CA	100–240 VCA, 50–60 Hz
Energía de CC	12 V nominal
Consumo de corriente	145 W a 3 lpm, carga de la batería a 45 W
Tiempo de calentamiento	< 5 minutos
Garantía	3 años Eclipse 5 1 año batería y accesorios
Programa de mantenimiento	Filtros HEPA, de entrada de aire, de entrada del compresor: 1 vez/ año

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS

El Eclipse™ 5 incluye: Concentrador portátil, cartucho de alimentación (batería), cargador de CA y cable, cargador de CC, carro extraíble, bolsa de accesorios, filtro de entrada adicional, cánula nasal

6900-SEQ EE. UU.

6900LN-SEQ EE. UU.: 2 baterías

6900AU-SEQ Australia

6900-C1-SEQ Europa (EN, FR, DU, ES, IT, PT, NL)

6900-C2-SEQ Europa (SV, DA, NO, FI)

6900-08-SEQ Reino Unido

6900-20-SEQ Suiza

\*puede haber disponibles suministros de energía de otros países: póngase en contacto con atención al cliente\*

### ACCESORIOS

7082-SEQ Batería adicional

5010-SEQ Funda de viaje

5052-SEQ Cubierta de protección

5942-SEQ Paquete para silla de ruedas

7104-SEQ Carro

5220-SEQ Bolsa de accesorios

5991-SEQ Cargador de CC

7112-SEQ Cargador de sobremesa (EE. UU.)

20554079 Cargador de sobremesa (UE)

20554077 Cargador de sobremesa (Reino Unido)

Cables incluidos

5941-SEQ Cargador de CA (EE. UU.)

20553100 Cargador de CA (UE)

20553098 Cargador de CA (Reino Unido)

Cable incluido

  
**CAIRE**®  
A Chart Industries Company

Chart Biomedical Ltd/ Chart

Unit 6 Ashville Way Wokingham,

Berkshire RG41 2PL UK

Atención al cliente: +44118 936 7060

www.CAIREMedical.com



Copyright 2016 Chart Industries  
ML-CONC0087-3 Rev B